



BODYMAP

PRICE LIST



0912 499 2510

SALES DEPARTMENT





Leg Compression, Circulation Support & Daily Comfort

The breathable and flexible fabric offers a comfortable fit for extended wear while supporting circulation stability and leg comfort throughout the day. Suitable for daily use, mild varicose conditions, leg fatigue, swelling reduction, and circulation support.

- Helps improve blood circulation
- Reduces leg fatigue and swelling
- Provides graduated compression support
- Comfortable for prolonged daily wear
- Material: Lycra, Silicone, and Polyamide



این جوراب واریس با ایجاد فشار کنترل شده و تدریجی در پاها، به بهبود گردش خون و بازگشت بهتر خون به قلب کمک می‌کند. ساختار آن به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین فشار را در ناحیه مچ پا اعمال کرده و این فشار به تدریج در ساق و ران کاهش می‌یابد؛ همین موضوع باعث کاهش خستگی، سنگینی، تورم و احساس ناراحتی در پاها می‌شود و از ایجاد و پیشرفت واریس جلوگیری می‌کند.

طراحی تنفس‌پذیر و انعطاف‌پذیر جوراب، استفاده طولانی‌مدت و روزانه را راحت‌تر کرده و بدون محدود کردن حرکت طبیعی پا، حمایت مؤثری از عضلات و عروق فراهم می‌کند. این محصول برای افرادی که مدت طولانی در حالت ایستاده یا نشسته هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود و برای واریس خفیف، خستگی پا و تورم ناشی از فعالیت روزانه کاربرد دارد. مواد اولیه جوراب واریس پن مد از کشور آلمان تهیه شده و این محصول دارای سازگاری با پوست و کلاس فشار ۲ طبی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

- کمک به بهبود گردش خون پاها
- کاهش خستگی و سنگینی پا
- ایجاد فشار تدریجی و کنترل شده
- مناسب برای استفاده روزمره و طولانی مدت
- جنس لاکرو سیلیکون و پلی آمید

Measurement Units in Centimeters		Varicose Stocking Size Guide							cG
MEASUREMENT LOCATION	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7	SIZE 8	
G+	47-54	51-59	55-65	60-69	63-73	67-72			
G	41-46	43-50	45-54	51-59	54-62	58-66	62-70	65-72	cD
D	26-31	28-35	31-38	33-41	36-44	37-47	40-49	42-51	
B	17-19	19-21	21-23	25-27	63-73	27-29	29-31	30-33	cB
			SHORT	NORMAL					cY
A-D	34-38	34-38	39-44						cA
A-G	61-70	61-70	71-82						

B: Ankle circumference, measured 1cm above the ankle bone crease.
D: Circumference measured 2cm below the knee crease.
G: Circumference measured 5cm below the knee crease.
G+: Special size for patients with a larger thigh circumference than standard sizes.

MEASURING DIAGRAM

