



BODYMAP

PRICE LIST



0912 499 2510

SALES DEPARTMENT





BODY MAP-REF : V40

VARICOSE STOCKINGS

Leg Compression, Circulation Support & Daily Comfort

Varicose stockings are designed to provide graduated compression support for the legs while helping improve blood circulation and reduce fatigue during daily activities. The elastic structure applies balanced pressure to the lower limbs, assisting venous return and reducing discomfort caused by prolonged standing, sitting, or daily movement.

The breathable and flexible fabric offers a comfortable fit for extended wear while supporting circulation stability and leg comfort throughout the day. Suitable for daily use, mild varicose conditions, leg fatigue, swelling reduction, and circulation support.

KEY BENEFITS

- Helps improve blood circulation
- Reduces leg fatigue and swelling
- Provides graduated compression support
- Comfortable for prolonged daily wear
- Material: Lycra, Silicone, and Polyamide



جوراب واریس کلاس ۲ زیر زانو AD

این جوراب واریس با ایجاد فشار کنترل شده و تدریجی در پاها، به بهبود گردش خون و بازگشت بهتر خون به قلب کمک می‌کند. ساختار آن به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین فشار را در ناحیه مچ پا اعمال کرده و این فشار به تدریج در ساق و ران کاهش می‌یابد؛ همین موضوع باعث کاهش خستگی، سنگینی، تورم و احساس ناراحتی در پاها می‌شود و از ایجاد و پیشرفت واریس جلوگیری می‌کند.

طراحی تنفس‌پذیر و انعطاف‌پذیر جوراب، استفاده طولانی‌مدت و روزانه را راحت‌تر کرده و بدون محدود کردن حرکت طبیعی پا، حمایت مؤثری از عضلات و عروق فراهم می‌کند. این محصول برای افرادی که مدت طولانی در حالت ایستاده یا نشسته هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود و برای واریس خفیف، خستگی پا و تورم ناشی از فعالیت روزانه کاربرد دارد. مواد اولیه جوراب واریس پن مد از کشور آلمان تهیه شده و این محصول دارای سازگاری با پوست و کلاس فشار ۲ طبی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

مزایای اصلی

- کمک به بهبود گردش خون پاها
- کاهش خستگی و سنگینی پا
- ایجاد فشار تدریجی و کنترل شده
- مناسب برای استفاده روزمره و طولانی مدت
- جنس لاکرو سیلیکون و پلی آمید

Measurement Units in Centimeters		Varicose Stocking Size Guide							cG
MEASUREMENT CONVERSIONS	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7	SIZE 8	
G+	47-54	51-59	55-65	60-69	63-73	67-72			cD
G	41-46	43-50	45-54	51-59	54-62	58-66	62-70	65-72	
D	26-31	28-35	31-38	33-41	36-44	37-47	40-49	42-51	cB
B	17-19	19-21	21-23	25-27	63-73	27-29	29-31	30-33	
			SHORT	NORMAL					cY
A-D	34-38	34-38	39-44						cA
A-G	61-70	61-70	71-82						

B: Ankle circumference, measured 1cm above the ankle bone crease.
D: Circumference measured 2cm below the knee crease.
G: Circumference measured 5cm below the knee crease.
G+: Special size for patients with a larger thigh circumference than standard sizes.

MEASURING DIAGRAM





BODY MAP-REF : V60

VARICOSE STOCKINGS

Leg Compression, Circulation Support & Daily Comfort

Varicose stockings are designed to provide graduated compression support for the legs while helping improve blood circulation and reduce fatigue during daily activities. The elastic structure applies balanced pressure to the lower limbs, assisting venous return and reducing discomfort caused by prolonged standing, sitting, or daily movement.

The breathable and flexible fabric offers a comfortable fit for extended wear while supporting circulation stability and leg comfort throughout the day. Suitable for daily use, mild varicose conditions, leg fatigue, swelling reduction, and circulation support.

KEY BENEFITS

- Helps improve blood circulation
- Reduces leg fatigue and swelling
- Provides graduated compression support
- Comfortable for prolonged daily wear
- Material: Lycra, Silicone, and Polyamide



جوراب واریس کلاس ۲ بالای زانو AG

این جوراب واریس با ایجاد فشار کنترل شده و تدریجی در پاها، به بهبود گردش خون و بازگشت بهتر خون به قلب کمک می‌کند. ساختار آن به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین فشار را در ناحیه مچ پا اعمال کرده و این فشار به تدریج در ساق و ران کاهش می‌یابد؛ همین موضوع باعث کاهش خستگی، سنگینی، تورم و احساس ناراحتی در پاها می‌شود و از ایجاد و پیشرفت واریس جلوگیری می‌کند.

طراحی تنفس پذیر و انعطاف پذیر جوراب، استفاده طولانی مدت و روزانه را راحت تر کرده و بدون محدود کردن حرکت طبیعی پا، حمایت مؤثری از عضلات و عروق فراهم می‌کند. این محصول برای افرادی که مدت طولانی در حالت ایستاده یا نشسته هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود و برای واریس خفیف، خستگی پا و تورم ناشی از فعالیت روزانه کاربرد دارد. مواد اولیه جوراب واریس پن مد از کشور آلمان تهیه شده و این محصول دارای سازگاری با پوست و کلاس فشار ۲ طبی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

مزایای اصلی


- کمک به بهبود گردش خون پاها
- کاهش خستگی و سنگینی پا
- ایجاد فشار تدریجی و کنترل شده
- مناسب برای استفاده روزمره و طولانی مدت
- جنس لاکرو سیلیکون و پلی آمید

Measurement Units in Centimeters		Varicose Stocking Size Guide							
MEASUREMENT	SIZE	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7	SIZE 8
G+	47-54	51-59	55-65	60-69	63-73	67-72			
G	41-46	43-50	45-54	51-59	54-62	58-66	62-70	65-72	
D	26-31	28-35	31-38	33-41	36-44	37-47	40-49	42-51	
B	17-19	19-21	21-23	25-27	63-73	27-29	29-31	30-33	
		SHORT		NORMAL					
A-D	34-38	34-38	39-44						
A-G	61-70	61-70	71-82						

B: Ankle circumference, measured 1cm above the ankle bone crease.
D: Circumference measured 2cm below the knee crease.
G: Circumference measured 5cm below the crotch.
G+: Special size for patients with a larger thigh circumference than standard sizes.

MEASURING DIAGRAM





BODYMAP PRICE LIST

OFFICIAL PRICE INDEX